


ZSI 100

IMPLANTE PENEANO MALEABLE



Una solución para La disfunción eréctil

- par de implantes, para todos los tamaños.
- más información, visita www.zsimplants.ch

ZSI es ISO 13485 : 2004 / ZSI 100 es certificado EC

Distribuidor local

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Suiza


Flyer, versión Española
Version 5, May 2018



EL IMPLANTE PENEANO SEMI-RÍGIDO ZSI 100 DISEÑADO PARA BRINDAR RESULTADOS COSMÉTICOS EXCELENTES

May. 2018 V5

EL VALOR AÑADIDO DEL ZSI 100 SE PUEDE COMPROBAR:

Pedirle a su distribuidor local de probar el ZSI 100.

Memoria de forma excelente para confort diario.

ZSI 100 memoria de forma óptima

Implante con poca memoria de forma

Parte distal flexible para el confort del glande.

ZSI 100 con glande comfortable

Implante sin comodidad en el glande

Parte distal flexible discreta para ocultar el dispositivo.

ZSI 100 con camuflaje

Implante sin camuflaje

Juntos, los cilindros pueden aguantar hasta 1kg de presión. Rigidez ideal para penetración.

PAR DE IMPLANTES, 3 DIÁMETROS: 9 MM / 11 MM / 13 MM PARA TODOS LOS TAMAÑOS DE PENES
SE AJUSTA DE 12 CM A 25 CM POR LA PARTE PROXIMAL
PARA UNA IMPLANTACIÓN FÁCIL Y UN CONFORT ÓPTIMO PARA EL PACIENTE

PARTE DISTAL
5 mm x 5 mm.
Total de 80 mm.
Ajustable cortándolo.

PARTE CENTRAL
Total de 120 mm.
Cable interior flexible.

PARTE PROXIMAL
10 mm x 10 mm.
Total de 50 mm.
Ajustable cortándolo.



- 3 diámetros: 9 mm / 11mm / 13 mm hechos para todos los pacientes.
- Hechos con silicona **NUSIL** para una durabilidad óptima.

El paciente puede manipular el cable interior reforzado para producir erección.

La punta ergonómica brinda una conexión segura al glande.

Parte distal se corta.